

Tränkwasser

Hinweise zur Probenahme

Bei der Probenahme von Tränkwasser gibt es folgendes zu beachten:

Die Wasserprobe sollte aus oder hinter dem Vorratsbehälter entnommen werden. Der Vorratsbehälter des Wassers kann die Qualität entscheidend verändern und sollte deshalb bei der Untersuchung mit erfasst werden.

- Für mikrobiologische Bestimmungen muss die Probenahmestelle (Wasserhahn, Tränknippel) **desinfiziert** werden. Dies kann man z.B. durch Abflammen des Zapfhahnes mit einer Lötlampe erreichen. Sollte dieses nicht möglich sein (Kunststoffhahn, keine Lötlampe vorhanden etc.), kann man auch verdünnten Spiritus (3 Teile Spiritus zu 1 Teil Wasser) verwenden. Die Entnahmestelle ausreichend mit der Spirituslösung benetzen (z.B. Eintauchen) und 2-3 Min. einwirken lassen.
- Das Probenahmegefäß muss **hygienisch einwandfrei** sein. Sie können am besten eine Mineralwasserflasche verwenden, oder - noch besser - eine **sterile Flasche** aus der Apotheke.
- Nehmen Sie die Probe nur mit **sauberen** Händen.
- Lassen Sie das Wasser 2 - 3 Minuten lang ablaufen, bevor Sie eine Probe abfüllen. Nach Befüllung muss die Flasche **sofort dicht verschlossen** werden.
- Erforderliche Probenmengen:
Kleine Tränkwasseruntersuchung.....1 Liter
Große Tränkwasseruntersuchung.....1 Liter
Mikrobiologische Untersuchung.....0,5 Liter
Chemisch-physikalische Untersuchung.....1 Liter
- Bei Einsendung mehrerer Proben müssen die Flaschen eindeutig gekennzeichnet werden.
- Bringen Sie die Probe nach Entnahme **gekühlt** möglichst **schnell** (innerhalb von 24 Std.) zu uns.
Die Probenanlieferung von Tränkwasser ist
Montag - Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr und Freitag bis 11.00 Uhr möglich.
- Tränkwasserproben können auch bei allen Kreisstellen sowie Bildungs- und Versuchszentren der Landwirtschaftskammer NRW abgegeben werden. Unsere geschulten Kurierfahrer bringen die Probe am Abholtag sachgerecht ins Labor. Eine Übersicht, welche Kreisstelle an welchem Wochentag angefahren wird, erhalten Sie auf unserer Internetseite www.lufa-nrw.de oder telefonisch unter 0251 / 23 76 – 595.

Sie können die Probenahme auch von einem sachkundigen Probenehmer der LUFA NRW durchführen lassen. Bitte wenden Sie sich dafür an unser Service-Telefon: 0251 / 23 76 – 595.